

Меры предосторожности для пользователя

Если у вас плохое самочувствие, вы употребляете алкоголь, принимаете снотворные препараты, испытываете усталость или находитесь под медицинским наблюдением — не используйте устройство.

Если во время использования вы почувствуете боль или необычные симптомы, немедленно прекратите использование.

Множественное повторное использование устройства на одном и том же участке или неправильное применение может повредить кожу. При появлении любых отклонений охладите поражённый участок кожи и сразу обратитесь к врачу.

**Даже при нормальном использовании у людей с чувствительной кожей может возникнуть лёгкое покраснение.*

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией и мерами предосторожности, а также выполняйте правильный уход за кожей после процедуры.

Не используйте устройство при следующих состояниях:

1. При покраснении и жжении кожи, вызванного воздействием солнца на кожу.
 2. При наличии аллергии, особенно при чувствительной коже.
 3. Если вы используете электронные устройства, имплантированные в тело (например, кардиостимулятор).
 4. Если вы используете медицинские устройства жизнеобеспечения (например, аппарат искусственного кровообращения).
 5. При наличии имплантированных медицинских электронных устройств (например, кардиографов).
 6. При длительном приёме стероидных гормональных препаратов.
 7. При заболеваниях печени с симптомами сосудистых нарушений.
 8. При прохождении амбулаторного лечения.
 9. На участках кожи с акне в стадии воспаления.
 10. На участках с дерматитом, вызванным косметикой, а также при атопическом дерматите.
 11. На участках с зудящими пигментными пятнами или пятнами, вызванными механическим раздражением.
 12. На участках тела, где имплантированы металлические, пластиковые, силиконовые или другие инородные объекты.
 13. При заболеваниях крови, сердца, острых состояниях, кровотечениях, злокачественных опухолях, переломах, инфекционных заболеваниях, а также на веках, в области травм, черепа; не использовать детям, беременным, кормящим женщинам и пожилым людям.
-

**Данный продукт предназначен только для косметического использования. Он не предназначен для диагностики, лечения или предотвращения каких-либо заболеваний.*

Перед использованием внимательно прочитайте все инструкции и предупреждения, приложенные к аппарату. Используйте устройство только по назначению.

При наличии любых медицинских вопросов или заболеваний обязательно проконсультируйтесь с врачом перед использованием.